

Ivoclar Vivadent 全瓷专用瓷爐系統



2011年最新 Ivoclar Vivadent 燒瓷瓷爐 G2系統，響應全球環保概念，增加省電功能，開啓即可省節省40%的電能；每個程式可自行設定預熱功能；全 Ivoclar Vivadent 產品程式內建，也提供破百的額外空白程式空間讓使用者可隨意增加。

P300/G2



- 採用 QTK 石英電熱管，包附爐線，避免爐心污染，耐久且溫度較精準一致。

- 快速開蓋只需5秒，方便金屬熱處理程式，不須漫長等待降溫，能較快開始另外程序。

P500/G2



- 當爐蓋打開時可進行定溫預熱或餘溫乾燥二種模式預先乾燥。

- 爐內降溫，長牙橋可慢速冷卻，避免收縮、裂痕，再頂溫完成後爐門可不打開，使其自然降溫至設定溫度才打開。

P700/G2



● 附 EVCS 電子式真空控制系統的電子真空幫浦，來幫助燒瓷時，真空值穩定，沒有真空值上下補充的問題。

鯤鵬全瓷中心

KunPeng All-ceramic production center

地址：广东省惠州市马安镇新乐工业区惠峰工业园（516000）

电话：0752—3130612（中文）；0752-3205255（韩语）；0752-3130126（英语）

传真：0752-3205255

手机：158-16386932

邮箱：zirconia_milling@163.com；kpcc2012@korea.com

网址：www.kpqczx.com